

РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



# Общие правила техники безопасности

Это электроприбор. Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, следуйте инструкциям ниже:

1. Всегда отключайте от сети или переключайте массажер в положение OFF после использования или перед чисткой.
2. Никогда не оставляйте массажер без присмотра, когда он подключен к сети. Отключайте прибор от розетки, когда он не используется.
3. Не эксплуатируйте массажер под одеялом или другим покрытием. Излишнее тепло может накапливаться и привести к ожогам или пожару.
4. Не позволяйте детям использовать прибор.
5. Никогда не эксплуатируйте массажер, если повреждена какая-либо часть массажера или вилка.
6. Не эксплуатируйте массажер, после того как он упал или был поврежден.
7. Не тяните за шнур питания для перемещения массажера и не используйте шнур в качестве ручки.
8. Держите шнур вдали от горячих поверхностей.
9. Никогда не эксплуатируйте массажер около жидкостей или во влажных условиях.

Может эксплуатироваться только взрослыми. Не используйте массажер в непосредственной близости от свисающей одежды или украшений. Держите длинные волосы вдали от массажера во время использования.

**ВАЖНО:** Любой человек, которое может быть беременным или недавно пережил роды, имеет заболевание сердца или кардиостимулятор, страдает от диабета или других нарушений, флебита и тромбоза, дисфункцией суставов, имеет воспаления или травмы, слабые кости, остеопороз, лихорадку, ненормальный или изогнутый позвоночник, повышенный риск развития тромбов, имеет шпильки/винты/искусственные суставы или другие медицинские устройства, имплантированные в тело, проходит лечение по состоянию здоровья или от физической травмы, или находится под наблюдением врача, должен проконсультироваться с врачом перед использованием массажера, предназначенного для домашнего использования.

## Характеристики

Выходная мощность: 12 В пост. тока, 2 А

Частота: 24 Вт

Таймер 15 минут


# Использование массажера

1. Поместите массажер на плечи, обеспечив комфортное размещение и нахождение массажных компонентов на ваших плечах.
2. Вставьте адаптер питания в разъем для провода на массажере.
3. Подключите адаптер питания к бытовой электрической розетке.



4. Включите массажер, нажав кнопку питания [1]. Это запустит программу массажа плеч.
5. Чтобы заставить массажные узлы вращаться по часовой стрелке или против часовой стрелки, нажмите кнопку направления [2]. При нажатии на кнопку направления всегда будет изменяться направление массажных узлов.
6. Измените скорость массажера и нажмите кнопку [3]. Есть 3 передачи для регулировки скорости, и скорость изменяется при каждом нажатии.
7. Чтобы активировать опцию подогрева, нажмите кнопку [4]. Чтобы отключить подогрев, снова нажмите кнопку подогрева.

Примечание: Массажер имеет встроенный 15-минутный таймер, который активируется каждый раз, когда устройство включено. Это рекомендуемое время массажа. Если прибор выключается из-за автоматического таймера, а вы хотите продолжить использовать массажер, просто включите устройство снова.



### Области использования массажера

Хотя обычно массажер предназначен для использования на плечах, он также может использоваться во многих других местах на вашем теле, которые необходимо расслабить.



## Техническое обслуживание

1. Перед чисткой прибора всегда проверяйте, отключен ли штекер от прибора и розетки.
2. Используйте слегка влажную тряпку для протирки прибора. Не используйте абразивные очистители на массажере, так как это может вызвать повреждение прибора или выцветание.
3. Никогда не погружайте массажер в любые жидкости. Не мойте в стиральной машине или другом устройстве для стирки.